

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
ACETAMINOFENO (PARACETAMOL)	Suero	Urgencia si sobredosificacion
ACETOACETATO	Suero congelado	
ACETONA TOXICOLOGIA	Orina espontanea	Final jornada laboral
ACETONA TOXICOLOGIA	2 mL de sangre total EDTA	Final jornada laboral
ACICLOVIR	Plasma EDTA congelado	Consultar con laboratorio
ACIDO ACETIL SALICILICO	Suero	Consultar con laboratorio
ACIDO BUTOXIACETICO	Orina espontanea	Final jornada laboral
ACIDO FOLICO	Suero	Ayuno 8 h
ACIDO FOLICO EN ERITROCITOS (SANGRE TOTAL)	Sangre T. Heparina-Litio	Ayuno 8 h. No transfu por 3 m.
ACIDO CITRICO -CITRATO- EN ORINA 24 h	Orina 24 h	Ninguna
ACIDO CITRICO (CITRATO)	Orina espontanea	Ninguna
ACIDO CITRICO	Plasma seminal congelado	Ninguna
ACIDO DELTA AMINOLEVULONICO ORINA 24h	Orina 24 h	5 mL orina + 50 uL A.Acetico
ACIDO DELTA AMINOLEVULONICO ORINA ESPONTANEA	Orina espontanea (+creati)	5 mL orina + 50 uL A.Acetico
ACIDO FENILMERCAPTURICO	Orina espontanea	Final jornada laboral
ACIDO FENILGLIOXILICO	Orina espontanea	Final o antes turno trabajo
ACIDO FORMICO	Orina espontanea	Principio ultima jornada semana
ACIDO GLICOLICO	Orina espontanea	
ACIDO HIALURONICO	LCR, Lpleural, Suero	Ninguna
ACIDO HIPURICO	Orina espontanea	Final jornada laboral
ACIDO HOMOGENTISICO (ALCAPTONURIA)	Orina 24 h	10 mL orina + 500 uL A.Clor.
ACIDO HOMOVANILICO (HVA)	Orina 24 h	5 mL orina + 100 mL A.Clor.
ACIDO LACTICO <i>(ver instrucciones para la obtencion de muestra)</i>	Plasma Fluoruro EDTA (Gris)	Extraer sin torniquete
ACIDO MANDELICO	Orina espontanea	Final semana laboral
ACIDO MANDELICO+ACIDO FENILGLIOXILICO (ESTIRENO)	Orina espontanea	Final jornada laboral
ACIDO MANDELICO+ACIDO FENILGLIOXILICO (ETILBENCENO)	Orina espontanea	Final semana laboral
ACIDO METIL-IMIDAZOL-ACETICO	Orina espontanea	
ACIDO METILHIPURICO	Orina espontanea	Final jornada laboral
ACIDO METILMALONICO	Suero congelado	Ninguna
ACIDO T,T MUCONICO	Orina espontanea	Final jornada laboral
ACIDO OXALICO TOXICOLOGIA	Orina espontanea	
ACIDO PANTOTENICO	Suero congelado	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
ACIDO PIPECOLICO	Suero congelado	Ninguna
ACIDO PIRUVICO (<i>ver instrucciones para la obtencion de muestra</i>)	4 mL Sangre EDTA + 4 mL Perclorico	Extraer sin torniquete
ACIDO TRICLOROACETICO	Orina espontanea	Final semana laboral
ACIDO URICO	Suero	Mejor ayuno
ACIDO URICO EN ORINA	Orina 24 h	Ninguna. N° farmacos afect.
ACIDO URICO / CREATININA EN 2ª ORINA DE LA MAÑANA	2ª Orina de la mañana	Ninguna. N° farmacos afect.
ACIDO VANIL MANDELICO (VMA)	Orina 24h (5+100 uL Acl)	DIETAS ESPECIALES
ACIDO VANILMANDELICO / CREATININA	Orina espontanea	DIETAS ESPECIALES
ACIDOS BILIARES	Suero	Ayuno de 10 h
ACIDOS EXPOSICION LABORAL	Consultar catalogo REF	
ACIDOS GRASOS CADENA MUY LARGA	Suero congelado	Ayuno de 10 h
ACIDOS GRASOS LIBRES (NEFA)	Suero congelado	Ayuno de 10 h
ACIDOS GRASOS (OMEGA 6/3 -AA/EPA/DHE- PERFIL COMPL.)	Plasma EDTA congelado	Ayuno de 10 h
ACIDOS GRASOS ERITROCITOS	Sangre EDTA (5 mL)	Ayuno de 10 h
ACLARAMIENTO RENAL CREATININA	O. 24H, Suero, Peso, Altura	Evitar cefalosporinas, ...
ACTH (HORMONA ADRENOCORTICOTROPA)	Plasma EDTA	Extraer entre 8.0-10.0 h
ACTINA ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna
ADENOSIN DESAMINASA (ADA)	Suero	Ninguna
ADENOVIRUS EN HECES	Heces	Ninguna
ADENOVIRUS ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna. Repetir en 21 dias
ADENOVIRUS ANTICUERPOS IgM	Suero	Ninguna
ADIPONECTINA	Suero congelado	Ayunas
ADRENERGICOS ALFA-1 BETA-1 BETA-2 ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
ADRENERGICOS ALFA-2 RECEPTORES ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
AGLUTINACIONES TYPICAS, PARATYPICAS, BRUCELLA	Suero	Ninguna. Repetir 10-14 dias
AGREGACION PLAQUETARIA (ADP, Adren., Colageno, Rist)	15 mL sangre total citrato	Envio inmediato
FUNCION PLAQUETARIA	Sangre total citrato	No tomar a. Acetilsalicilico
ALBUMINA EN SUERO	Suero	Ninguna
ALCOHOL (ETANOL)	Sangre total EDTA	No alcohol para desinfectar
ALCOHOL (ETANOL) EN ORINA	Orina espontanea	
ALDOLASA	Suero	Ninguna. Rechazar hemolisis
ALDOSTERONA - "ANALIZAR RENINA TAMBIEN" -	Suero congelado	DIETA ESPECIAL. Tumbado 30m
ALDOSTERONA EN ORINA 24 HORAS	Orina 24 h	DIETAS ESPECIALES

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
ALERGIA IgE ESPECIFICA MICROARRAY (112 alergenicos)	Suero	
ALFA FETOPROTEINA	Suero	Ninguna
ALFA FETOPROTEINA EN LIQUIDO AMNIOTICO	Fluido amniotico	Semana 15 a 20
ALFA GALACTOSIDASA (SANGRE DESECADA)	Sangre seca papel filtro	Ninguna
ALFA TALAEMIA DELECCION 3.7	Sangre total EDTA 5 mL	Ninguna
ALUMINIO	Suero TUBOS ESPECIALES	Evitar contaminacion ambient
ALUMINIO ORINA	Orina espontanea	
AMEBIASIS (ENTAMOEBA HISTOLYTICA)	Suero	Mejor ayunas
AMILASA SUERO	Suero	Ninguna. No plasma EDTA
AMILASA EN ORINA	Orina espontanea	Ninguna
AMILASA / CREATININA EN ORINA	Orina espontanea	Ninguna
AMILASA PANCREATICA	Suero	Ninguna. No plasma EDTA
AMILASA PANCREATICA EN ORINA	Orina espontanea	Ninguna
AMILASA ISOENZIMAS	Suero	Ninguna
AMINOACIDOGRAMA (SUERO)	Suero congelado	Ayuno de 12 h
AMINOACIDOGRAMA LIBRE (PLASMA HEPARINA)	Plasma heparina-Li	Ayuno de 12 h
AMINOACIDOGRAMA EN ORINA	Orina 24 H CONGELADA	Ayuno de 12 h
BETA AMILOIDE 1-42/1-40 PLASMA	Plasma EDTA congelado	Analizar con TAU 181
5-AMINOLEVULINATO DESHIDRATASA	Sangre heparina cong.	Ninguno
AMIODARONA	Suero	12 h despues de ultima dosis
AMITRIPTILINA (INCLUYE NORTRIPTILINA)	Suero	Antes de la siguiente dosis
AMONIACO (PLASMA)	Plasma EDTA congelado	No fumar antes. Plasma ctrol
AMONIO (ORINA)	Orina 24 horas	Ninguna
AMP CICLICO (PLASMA)	Plasma EDTA congelado	Extraer entre 8.00-11.00 h
AMP CICLICO EN ORINA	Orina 24 H CONGELADA	Ninguna
ANAPLASMA PCR	Sangre EDTA	Ninguna
ANDROGENICO LIBRE INDICE (TESTOSTERONA/SHBG)	Suero	Ninguna
ANDROSTANDIOL GLUCURONIDO	Suero	Mejor ayunas
ANDROSTENDIONA DELTA-4	Suero	Mejor ayunas. No 7d ± ciclo
ANEXINA V IgG	Suero	Ninguna
ANEXINA V IgM	Suero	Ninguna
ANFETAMINAS EN ORINA (SCREENING)	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar
ANFETAMINAS CONFIRMACION EN CABELLO	Cabello	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
ANFETAMINAS CONFIRMACION SANGRE	Sangre EDTA (5 mL)	Ninguna
ANHIDRASA CARBONICA II ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
ANORMALES EN ORINA (TIRA REACTIVA)	1ª orina de la mañana	Ver instrucciones recogida
ANORMALES Y SEDIMENTO DE ORINA	1ª orina de la mañana	Ver instrucciones recogida
ANTIBIOGRAMA GENERAL	Cultivo previo	Ninguna
ANTICOAGULANTE LUPICO	Plasma citrato congelado	No heparina 48h/Sintrom 2 sem.
ANTICUERPOS ANTI IgA	Suero	Ninguna
ANTICUERPOS ANTI JO-1	Suero	Ninguna
ANTICUERPOS ANTI-RECEPTORES DE ACETILCOLINA	Suero	Ninguna
ANTICUERPOS ANTI DNasa - B	Suero	Ninguna
ANTICUERPOS ANTI-RNA	Suero	Ninguna
ANTICUERPOS ANTI-RNA POLIMERASA I, II, III	Suero	Ninguna
ANTICUER.TIROIDEOS (TIROGLOBULINA/MICROSOMAL)	Suero	Ninguna
ANTICUERPOS TRANSGLUTAMINASA IgG	Suero	Ninguna
ANTICUERPOS TRANSGLUTAMINASA IgA	Suero	Ninguna
ANTICUERPOS IRREGULARES	Suero 5 mL y/o Sangre Total EDTA 10 mL	Ninguna
ANTICUERPOS IRREGULARES IDENTIFICACION	Suero 5 mL o Sangre Total EDTA 10 mL	Ninguna
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS	Suero	Ninguna
ANTIDIABETICOS ORALES	Suero	Ninguna
ANTIDIURETICA HORMONA (VASOPRESINA)	Plasma EDTA congelado	Analizar Na, K (suero/orina)
ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	Suero	Niguna
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	Suero	Ninguna. Evitar tacto rectal
ANTIGENOS RESPIRATORIOS MULTIPLE	Exudado nasofaringeo	Ninguna
ANTIGENO SOLUBLE HEPATICO ANTICUERPO (SLA)	Suero	Ninguna
ANTIMULLERIANA HORMONA	Plasma EDTA	Ninguna
ANTIOXIDANTES TOTALES	Suero	Ninguna
ANTITRIPSINA ALFA-1	Suero	Ninguna
ANTITRIPSINA ALFA-1 HECES	Heces congeladas 5g	Ninguna
ANTITRIPSINA ALFA-1 FENOTIPO	Suero	Ninguna
ANTITRIPSINA ALFA-1 GENOTIPO	Sangre total EDTA	Ninguna
ANTITROMBINA III (ACTIVIDAD)	Plasma Citrato congelado	Ninguna. Extraer demas
ANTITROMBINA III (PROTEINA)	Plasma Citrato congelado	Ninguna. Extraer demas
APIS MELLIFERA IgG ESPECIFICA	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
APIXABAN (TECNICA ANTI-FACTOR Xa)	Plasma citrato congelado	Ninguna
APOLIPOPROTEINA A1	Suero	Ayuno 12 h
APOLIPOPROTEINA B	Suero	Ayuno 12 h
APOLIPOPROTEINA E	Suero - NO CONGELAR -	Ayuno 12 h
APOLIPOPROTEINA E GENOTIPO	Sangre total EDTA	Ninguna
ARSENICO	Sangre total EDTA	Ninguna
ARSENICO IONORGANICO ORINA	Orina espontanea	Final semana laboral
ASIALOGLICOPROTEINA RECEPTOR ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
ASPERGILLUS FUMIGATUS ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
ASPERGILLUS (GALACTOMANANO) ANTIGENO	Suero	Ninguna
ASTO (ASLO)	Suero	Ninguna
ATAXIA DE FRIEDREICH	Sangre total EDTA 12 mL	Traer historia clinica y familiar
AZATIOPRINA (6-MERCAPTOPYRIMIDINA)	Suero congelado	Extraccion 1-2 h. post dosis
BABESIA SPP. PCR	Sangre EDTA	Ninguna
BACILOSCOPIA DIRECTA (BK) ORINA	Orina espontanea	Ninguna
BACILOSCOPIA DIRECTA (BK) ESPUTO	Espuito con poca saliva	Mejor 1º esputo mañana
BANDAS OLIGOCLONALES IgG	LCR y Suero	Ninguna
BARBITURICOS EN ORINA (SCREENING)	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar
BARRERA DE VOLTAGE DE CANALES CALCIO ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
BARTONELLA HENSELAE IgG (ARAÑAZO DEL GATO)	Suero	Ninguna
BARTONELLA HENSELAE IgM (ARAÑAZO DEL GATO)	Suero	Ninguna
BCR/ABL (p190)	5 mL Sangre T. EDTA	Ninguna
BCR/ABL (p210)	5 mL Sangre T. EDTA	Ninguna
BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR	Suero congelado	Ninguna
BENCENO	Sangre total EDTA	Final de la jornada laboral
BENZODIAZEPINAS EN ORINA (SCREENING)	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar
BICARBONATO VENOSO (CO2 TOTAL)	Suero (centrifugar tapado)	Ninguna
BILIRUBINA TOTAL	Suero	Ninguna. Proteger de la luz
BILIRUBINA DIRECTA	Suero	Ninguna. Proteger de la luz
BILIRUBINA INDIRECTA	Suero	Ninguna. Proteger de la luz
ANATOMIA PATOLOGICA	Muestra de biopsia	Ninguna
VITAMINA H (BIOTINA)	Suero	Ayuno

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
BISMUTO	Sangre total EDTA	Ninguna
BORDETELLA PARAPERTUSSIS IgG	Suero	Ninguna. Repetir en 14 días
BORDETELLA PARAPERTUSSIS IgM	Suero	Ninguna.
BORDETELLA PERTUSSIS IgG (TOSFERINA)	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
BORDETELLA PERTUSSIS IgM (TOSFERINA)	Suero	Ninguna.
BORDETELLA PERTUSSIS DNA	Frotis nasal tubo especial	Ninguna
BORRELIA BURGDORFERI (ENF. LYME) IgG	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
BORRELIA BURGDORFERI (ENF. LYME) IgM	Suero	Ninguna.
BORRELIA BURGDORFERI (ENF. LYME) IgG CONFIRMACION	Suero	Ninguna
BORRELIA BURGDORFERI (ENF. LYME) IgM CONFIRMACION	Suero	Ninguna
BORRELIA ELISPOT (RESP. INMUNE)	Heparina litio (12 mL)	Ninguna
BORRELIA BURGDORFERI (ENF. LYME) DNA	Suero, LCR, lesion	Ninguna
BP180 (BPAG2) ANTICUERPO	Suero	Ninguna
BP230 (BPAG1) ANTICUERPO	Suero	Ninguna
BROMUROS	Suero	Final de la semana laboral
BROMUROS ORINA	Orina espontanea	
BRUCELLA (AGLUTINACION)	Suero	Ninguna. Repetir 10-14 días
BRUCELLA ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
BRUCELLA ANTICUERPOS IgM	Suero	Ninguna.
BUPRENORFINA CONFIRMACION ORINA	Orina espontanea	Ninguna
CA 125 (Marcador tumoral ovario)	Suero	Ninguna
CA 15.3 (Marcador tumoral mama)	Suero	Ninguna
CA 19.9 (Marcador tumoral)	Suero	Ninguna
CA 27,9 (Marcador tumoral mama)	Suero	Ninguna
CA 72.4 (Marcador tumoral gastrointestinal)	Suero	Ninguna
CA 50 (Marcador tumoral)	Suero	Ninguna
CYFRA 21.1 (Marcador tumoral pulmon celulas no pequeñas)	Suero	Ninguna
CALR MUTACION DEL GEN	Sangre EDTA	Historial medico
CANCER DE PULMON EVALUACION RIESGO Early CDT-Lung	Suero	Ninguna
COMPLEMENTO C1 Q	Suero	Ayuno de 3 h
COMPLEMENTO C2	Suero	Ninguna
COMPLEMENTO C3	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
COMPLEMENTO C3 ACTIVADOR	Suero	Ninguna
COMPLEMENTO C4	Suero	Ninguna
COMPLEMENTO C5	Suero	Ninguna
COMPLEMENTO C9	Suero	Ninguna
COMPLEMENTO TOTAL (CH 50)	Suero congelado (separado a 4°C)	Ninguna
CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA	Suero	Seguimiento tratamiento
CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA LIBRES	Suero	Estudio paraproteinemia
CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA LIBRES ORINA	Orina espontanea	Ninguna
CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA ORINA	Orina 24 horas	Ninguna
CADMIO	Sangre total EDTA	Ninguna
CADMIO ORINA	Orina espontanea	Ninguna
CALCIO EN SUERO	Suero	Mejor ayuno. Evitar estasis
CALCIO EN ORINA	Orina 24 h	Ninguna. Dieta normal por 3d
CALCIO / CREATININA EN 2ª ORINA DE LA MAÑANA	2ª Orina de la mañana	Mejor 2ª orina mañana.
CALCIO IONICO	Suero congelado anaerobio	Ninguna. No usar torniquete
CALCITONINA	Suero congelado	Ayuno
CALCULO RENAL	Calculo en recipiente limpio	Limpiarlo, secarlo
CALPROTECTINA	Heces	Ninguna
CALPROTECTINA 2ª MUESTRA	Heces	Ninguna
CALPROTECTINA 3ª MUESTRA	Heces	Ninguna
CAMPILOBACTER JEJUNI IgG	Suero	Ninguna
CAMPILOBACTER JEJUNI IgA	Suero	Ninguna
CAMPYLOBACTER ANTIGENO	Heces	Ninguna
CANALES CALCIO ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
CANALES POTASIO ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
CANDIDA ALBICANS ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
CANDIDA ALBICANS IgA	Suero	Ninguna
CANDIDA ALBICANS IgG	Suero	Ninguna
CANDIDA ALBICANS IgM	Suero	Ninguna
CANNABIS EN ORINA (SCREENING)	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar
CANNABIS CONFIRMACION SUERO	Suero	Ninguna
CAPACIDAD FIJACION DE HIERRO	Suero	Ayuno. Mañanas. No Fe v.o
CAPSULA SUPRARENALES ANTICUERPOS	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
CARBAMACEPINA (TEGRETOL) TOTAL	Suero	Justo antes proxima dosis
CARBAZEPINA (OXACARBAZEPINA/10-OH CARBAZEPINA)	Suero	Justo antes proxima dosis
CARBOXIHEMOGLOBINA	Sangre total EDTA	Final jornada laboral
CARDIOLIPINA IgA (Ac antifosfolipidos)	Suero	Ninguna
CARDIOLIPINA IgG (Ac antifosfolipidos)	Suero	Ninguna
CARDIOLIPINA IgM (Ac antifosfolipidos)	Suero	Ninguna
CARIOTIPO EN LIQUIDO AMNIOTICO	Liquido amniotico	Condiciones esterilidad
CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA	Sangre total HEPARINA-NA	Ninguna
CARIOTIPO EN SANGRE ALTA RESOLUCION	Sangre total HEPARINA-NA	Ninguna
CARNITINA TOTAL Y LIBRE	Plasma EDTA congelado	Ayuno 8h. No carnitina
CARNITINA LIBRE	Orina espontanea	No carnitina
CARNITINA LIBRE	Plasma seminal	Ninguna
CAROTENOS	Suero	Ayunas. Proteger de la luz
CASEINA IgG	Suero	Ninguna
CATALASA ERITROCITARIA	Sangre total EDTA	Ninguno
CATECOLAMINAS FRACCIONADAS - ORINA -	Orina 24 h	Evitar estrés, ejercicio, dolor
CATECOLAMINAS FRACCIONADAS - PLASMA -	3 mL Plasma EDTA congel.	Evitar estrés 30 min antes,
CATECOLAMINAS FRACCIONADAS / CREATININA ORINA	Orina espontanea	Ninguno
CDT (CARBOHYDRATE DEFICIENT TRANSFERRIN)	Suero	Ninguna
CELULAS BETA PANCREATICAS AC. (CELULAS BETA)	Suero	Ninguna
CELULAS ENDOTELIALES ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
CELULAS LE	Sangre total EDTA	Ninguna
CELULAS PARIETALES ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
CENTROMERO ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
CERULOPLASMINA	Suero	Ninguna
CETONURIA - ACETONA (DETERMINACION SIMPLE) ORINA	1ª orina de la mañana	Ninguna
17-CETOSTEROIDES TOTALES EN ORINA 24 H.	Orina 24 h	Mejor hacer DHES,CORT,17HP
17-CETOSTEROIDES FRACCIONADOS EN ORINA 24 HORAS	Orina 24 h	Ninguna
CHIKUNGUNYA IgG	Suero	Ninguna
CHIKUNGUNYA IgM	Suero	Ninguna
CHLAMYDIA ANTIGENO EN ORINA	1ª parte de orina mañana	No orinar antes de la toma
CHLAMYDIA ANTIGENO EN EXUDADO	Exudado uretral o vaginal	Ninguna
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM	Suero	Ninguna.
CHLAMYDIA PSITTACI IgG	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
CHLAMYDIA PSITTACI IgM	Suero	Ninguna.
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA	Suero	Ninguna
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
CHLAMYDIA TRACHOMATIS (DNA)	Orina/Exudado	Ninguna
CICLOSPORINA A	5 mL de Sangre Total EDTA	Extraer antes prox dosis
CININOGENO ALTO PESO MOLECULAR	Plasma citrato congelado	Ninguna
CISTATINA C	Suero	Ninguna
CISTEINILDOPA	2 mL Plasma EDTA congel.	Ninguna
CISTINA	Orina espontanea	Ninguna
CITOMEGALOVIRUS IgG	Suero	Ninguna
CITOMEGALOVIRUS IgM	Suero	Ninguna
CITOMEGALOVIRUS IgG TEST AVIDEZ	Suero	Ninguna
CITOMEGALOVIRUS DNA (PCR)	Muestra biologica	Ninguna
CITOPLASMA DE NEUTROFILOS ANTICUERPOS (ANCA)	Suero	Ninguna
CITOPLAS. N. MIELOPEROXIDASA ANTICUERPOS (MPO-ANCA)	Suero	Ninguna
CITOPLAS. N. PROTEINASA-3 ANTICUERPOS (PR-3-ANCA)	Suero	Ninguna
CITRATO / CREATININA	Orina espontanea	Ninguna
CITOSOL HEPATICO ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
cKIT ESTUDIO MOLECULAR (MUTACION D816V)	Sangre total EDTA	Ninguna
CLOBAZAM	Suero	Justo antes proxima dosis
CLOMIPRAMINA + DESMETILCLOMIPRAMINA	Suero	Justo antes proxima dosis
CLONAZEPAM	Suero	Justo antes proxima dosis
CLORAZEPATO	Suero	Justo antes proxima dosis
CLORO	Suero	Ninguna. Evitar torniquete
CLORO EN ORINA (OCL, OCLO)	Orina 24 h	Ninguna
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA (HECES)	5 mg de heces congelado	Ninguna
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA PCR (HECES)	Heces	Ninguna
CLOSTRIDIUM BOTULINUM A TOXINA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
CLOZAPINA	Suero	Ninguna
C-MPL MUTACION DEL GEN	Sangre EDTA	Historial medico
COBALTO	Orina espontanea	Final semana trabajo

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
COBALTO	Sangre total heparina	Final semana trabajo
COBALTO (Suero) PROTESIS DE CADERA	Suero	Ninguna
COBRE	Suero	Ninguna
COBRE EN ORINA 24 HORAS	Orina 24 h	Ninguna
COBRE NO UNIDO A CERULOPLASMINA (COBRE LIBRE)	Suero	Pedir Cobre y ceruloplasmina
COBRE LIBRE	Suero	Ninguna
COBRE INTERCAMBIABLE RELATIVO	3 mLsuero congelado	Ninguna
COCAINA EN ORINA (SCREENING)	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar
COCAINA CONFIRMACION EN CABELLO	Cabello	Ninguna
COCLEARES ANTICUERPOS (HSP-70)	Suero	Ninguna
COENZIMA Q10	Plasma EDTA congelado	Ninguna
COLAGENO TIPO II ANTICUERPO	Suero	Ninguna
COLESTEROL TOTAL	Suero	Ayuno 10 h
COLINESTERASA	Suero	Ninguna
COLINESTERASA ERITROCITARIA	Sangre total EDTA	Organofosforados
COLINESTERASA ERITROCITARIA	Sangre total EDTA	Paration
CONTROL TRATAMIENTO SINTROM		
COPEPTINA	Suero congelado	Ninguna
COOMBS DIRECTO	Sangre total EDTA	Ninguna
COOMBS INDIRECTO	Suero	Ninguna
COPROPORFIRINAS ORINA	Orina 24 h	Ninguna
CORIOGONADOTROFICA BETA TOTAL (HORMONA/EMBARAZO)	Suero	Ninguna
CORIOGONADOTROFICA BETA LIBRE (HORMONA/EMBARAZO)	Suero	Ninguna. De 12-20 semanas
CORTICOSTEROIDES 17 HIDROXI (OH)	Orina 24 h a +4°C	Ninguna
CORTICOTROPIN RELEASING FACTOR	Plasma APROTININA	Ninguna
CORTISOL POR LA MAÑANA	Suero	Extraer 8.0-11.0 h. No estrés
CORTISOL POR LA TARDE	Suero	Extraer 16-20 h. No estrés
CORTISOL PRUEBA SUPRESION CON DEXAMETASONA/NUGGET	Suero	1mg a 23 h y extraer a 8-9 h
CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS	Orina 24 h	Evitar el estrés
CORTISOL EN SALIVA	Saliva kit especial	Ninguna
COTININA (METABOLITO NICOTINA)	Orina	Ninguna
COXACKIE A9 ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
COXACKIE A9 ANTICUERPOS IgM	Suero	Ninguna.

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
COXACKIE B ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
COXACKIE B ANTICUERPOS IgM	Suero	Ninguna
COXIELLA BURNETTI IgG (FIEBRE Q) FASE II (Enf. Actual)	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
COXIELLA BURNETTI IgM (FIEBRE Q) FASE II (Enf. Actual)	Suero	Ninguna
COXIELLA BURNETTI IgA (FIEBRE Q) FASE II (Enf. Actual)	Suero	Ninguna
COXIELLA BURNETTI IgG (FIEBRE Q) FASE I/II	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
COXIELLA BURNETTI IgM (FIEBRE Q) FASE I/II	Suero	Ninguna
COXIELLA BURNETTI DNA (PCR)	Sangre total EDTA	Ninguna
CREATININA	Suero	Evitar cefalosporinas
CREATININA EN ORINA	Orina 24 h/Espontanea	Ninguna
CREATININ QUINASA (CK)	Suero	Evitar hemolisis y ejercicio previo
CREATININQUINASA FRACCION MB (CK-MB)	Suero	Evitar hemolisis.
CREATIN FOSFO QUINASA ISOENZIMAS	Suero	Evitar hemolisis.
CRESOL-O	Orina espontanea	Final jornada laboral
CRIBADO PRENATAL SANGRE PERIFERICA	TUBOS ESPECIALES	A partir de la semana 10
CRIOAGLUTININAS	Suero y 1mL S.Total EDTA	Ayuno
CRIOFIBRINOGENO	2 mL Plasma citrato-tubo 37° y 37° hasta separa	Ayuno
CRIOGLOBULINAS	Suero en tubo-jeringa a 37° y 37° hasta coagu	Ayuno
CROMO	Suero	Ayuno
CROMO EN ORINA	Orina espontanea	Final semana T o incremt turno
CROMO	Orina espontanea	Final semana T o incremt turno
CROMOGRANINA A	Suero congelado/Tambien EDTA	Ninguna
CROMOSOMA FILADELFIA bcr-abl POR PCR	10 mL sangre total EDTA	Enviar inmediatamente
CROMOSOMA X-FRAGIL (CITOGENETICA)	Sangre total heparina-Na	Enviar inmediatamente
CROMOSOMA X-FRAGIL POLIMORFISMOS	Sangre total EDTA	Informar SEXO, inform. clinica
CROMOSOMA Y (MICRODELECIONES)	5 mL de Sangre Total EDTA	Enviar inmediatamente
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTIGENO	Suero	Ninguna
CRYPTOSPORIDIUM TINCION	Heces	Ninguna
CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENO	Heces	Ninguna
CTx / b-crosslaps	Suero o Plasma EDTA	Ninguna
CUERPOS REDUCTORES EN HECES	Heces	Ninguna
COPROCULTIVO	Muestras recientes	Ver recogida esteril
CULTIVO ENDOCERVICALES - GONOCOCOS	Torunda recientes	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
CULTIVO URETRAL	Torunda recientes	Ninguna
CULTIVO DE EXUDADOS VAGINALES	Torunda recientes	Ninguna
CULTIVO FARINGEO, NASAL, OTICO, HERIDAS, ESPUTOS	Torunda o 1º esputo mañan	Ninguna
CULTIVO EN MEDIO DE LOWESTEIN	Esputo sin saliva, orina...	Tres muestras consecutivas
CULTIVO DE HONGOS (PIEL, UÑAS ...)	Raspar zonas afectadas	Ninguna. Limpiar la zona
CULTIVO DE UREAPLASMA Y MICOPLASMA	Torunda reciente especial	Ninguna
CULTIVO ANAEROBIO	Torunda reciente	Ninguna
CULTIVO DE SANGRE (HEMOCULTIVO)	Sangre total 10-20 mL	Evitar contamin piel, antibiot.
CULTIVO DE ORINA (UROCULTIVO)	Mejor 1ª orina o 3h en vejig	Ver recogida esteril
CURVA GLUCEMIA 50 gr	Suero	Ninguna
CURVA GLUCEMIA 75 gr	Suero	Ayuno 10h. Ver informacion
CURVA GLUCEMIA 75 gr EMBARAZO	Suero	Ayuno 10h. Ver informacion
CURVA GLUCEMIA 100 gr EMBARAZO	Suero	Ayuno 10h. Ver informacion
CURVA INSULINA (ESTIMULACION CON GLUCOSA) 0 30 60 120 180	Suero	Ayuno 10h. Ver informacion
CURVA INSULINA (ESTIMULACION CON GLUCOSA) 0, 60, 120		Ayuno 10h. Ver informacion
DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA)	Suero	Ninguna
DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEA-S)	Suero	Ninguna
DENGUE ANTICUERPOS IgG - IgM	Suero	Ninguna
DESOXICORTISOL-11	Suero	Ninguna
DIAMINOOXIDASA	Suero congelado inmediatamente	Ayuno de al menos 4 horas
DIAMINOOXIDASA	Suero congelado inmediatamente	Ayuno de al menos 8 horas
DIBUCAINA-COLINESTERASA (Nº DIBUCAINA)	Suero	Ninguna
DICLOROMETANO	Orina espontanea	Final jornada laboral
DIFTERIA IgG	Suero	Ninguna
DIGESTION DE PRINCIPIOS INMEDIATOS EN HECES	Heces recientes	Evitar laxantes, enemas...
DIGITOXINA	Suero	6-12 h despues de la dosis
DIGOXINA	Suero	Desde 6h desp a antes prox dosis
DIHIDROTESTOSTERONA	Suero	Ninguna
DIMERO D	Plasma citrato	Ninguna
DISBIOSIS INTESTINAL P BASICO (MICROBIOTA)	Heces congeladas	Rellenar cuestionario
DISBIOSIS INTESTINAL P EXTENDIDO (MICROBIOTA)	Heces congeladas	Rellenar cuestionario
DISBIOSIS INTESTINAL P COMPLETO (MICROBIOTA)	Heces congeladas	Rellenar cuestionario

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
DISTOMATOSIS (AC ANTI-FACIOLA HEPATICA)	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
DISTROFIA MIOTONICA TIPO 1 (STEINERT) EXP. CTG GEN DMPK	Sngre EDTA	Informe medico
DNA nativo ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
DNA SS ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
DNasa-B ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
DNP ANTICUERPO (DESOXIRIBONUCLEOPROTEINA)	Suero	Ninguna
DOXEPINA	Suero	Antes de la siguiente dosis
DROGAS DE ABUSO (5) Y ALCOHOL SUERO	Orina espontanea/sangre	Ninguna. Vigilar al orinar
DROGAS DE ABUSO (10) Y ALCOHOL ORINA	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar
DROGAS DE ABUSO (10) ORINA	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar
ECHOVIRUS IgG	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
ECHOVIRUS IgM	Suero	Ninguna
ELASTASA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
ELASTASA PANCREATICA (HECES)	1 gr Heces congelado	Ninguna
ELASTASA	Plasma EDTA	Ninguna
EMBARAZO, PRUEBA DE	1ª orina de la mañana	Ninguna. Evitar contaminacio
ENA-I (RNP/Sm)	Suero	Ninguna
ENA-II ANTICUERPOS ANTI RO (SS-A)	Suero	Ninguna
ENA-II ANTICUERPOS ANTI LA (SS-B)	Suero	Ninguna
Ro/La ANTICUERPOS (SS-A/SS-B): ENA-II	Suero	Ninguna
ENA-III (Scl-70)	Suero	Ninguna
ENDOMISIO ANTICUERPOS IgA	Suero	Ninguna
ENDOMISIO ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna
ENOLASA ESPECIFICA NEURONAL (marcador tumoral)	Suero	Ninguna. Evitar hemolisis
ENTEROCITO ANTICUERPO IGA	Suero	Ninguna
ENTEROVIRUS IgM	Suero	Ninguna
ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA)	Suero	Ninguna
EPIDERMIS ANTICUERPOS (MEMBRANA BASAL EPIDERMIS)	Suero	Ninguna
EBSTEIN BARR EARLY ANTIGEN ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna
EPSTEIN BARR NUCLEAR ANTIGEN (EBNA) IgG	Suero	Ninguna
EPSTEIN BARR NUCLEAR ANTIGEN (EBNA) IgM	Suero	Ninguna
EPSTEIN BARR VCA IgG	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
EPSTEIN BARR VCA IgM	Suero	Ninguna
ERITROPOYETINA	Suero	Ninguna
EHRlichia chaffeensis IgG	Suero	Ninguna
EHRlichia chaffeensis IgM	Suero	Ninguna
ESLICARBAZEPINA	Suero	Ninguna
ESPERMATOZOIDES ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
ESPERMATOZOIDES ANTICUERPOS	Plasma seminal	Ninguna
ESPERMATOZOIDES SCREENING ANEUPLOIDIAS FISH	Eyaculado	Ninguna
ESPERMATOZOIDES FRAGMENTACION ADN	Eyaculado	Ninguna
ESPERMIOGRAMA	Semen reciente, con < 1h.	Abstinencia. Ver informacion
ESPERMIOGRAMA - CONTROL VASECTOMIA -	Semen reciente, con < 1h.	Abstinencia. Ver informacion
ESPUTOS ANALISIS BK	Espuito con poca saliva	Mejor 1° espuito mañana
ESTAÑO	Sangre total EDTA	Ninguna
ESTAÑO/CREATININA	Orina espontanea	Ninguna
ESTEROLES	Suero cong. Proteger luz	Ninguna
ESTIRENO	Sangre total EDTA	Final jornada laboral
17-beta ESTRADIOL	Suero	Ninguna
ESTRIOL LIBRE (Embarazo)	Suero	Ninguna. Embarazadas
ESTROGENOS METABOLISMO EN ORINA	Orina esp./Orina 24 h CONG	Ninguna
ESTRONA	Suero	Ninguna
ESTRONCIO	Sangre total EDTA	Ninguna
ETOSUXIMIDA	Suero	Antes siguiente dosis / pico
EVEROLIMUS	Sangre total EDTA	Ninguna
EXAMEN EN FRESCO DE CUALQUIER MUESTRA	Torunda sin medio de transporte	Ninguna
EXTASIS (SCREENING)	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar
EXTRACCION SANGUINEA	Depende de la tecnica	Depende del analisis
FACTOR-A DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR	Plasma EDTA congelado	Ninguna
FACTOR-D DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR	Plasma EDTA congelado	Ninguna
FACTOR INTRINSECO ANTICUERPOS	Suero	Suspender VB12 48h antes
FACTOR NECROSIS TUMORAL alfa	Plasma EDTA congelado	Ninguna
FACTOR REUMATOIDE	Suero	Ninguna
FACTOR RH	Sangre total EDTA	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
FACTOR V LEIDEN MUTACION GEN (PCR)	Sangre total EDTA	Ninguna
FACTOR II	Plasma citrato congelado	Ninguna
FACTOR V	Plasma citrato congelado	Ninguna
FACTOR VII	Plasma citrato congelado	Ninguna
FACTOR VIII	Plasma citrato congelado	Ninguna
FACTOR VIII ANTIGENO	Plasma citrato congelado	Ninguna
FACTOR IX	Plasma citrato congelado	Ninguna
FACTOR X	Plasma citrato congelado	Ninguna
FACTOR XI	Plasma citrato congelado	Ninguna
FACTOR XII	Plasma citrato congelado	Ninguna
FACTOR XIII	Plasma citrato congelado	Ninguna
FACTORES DE LA COAGULACION II, V, VII, VIII, IX, X, XI, ...	Plasma citrato congelado	Mejor ayuno. Extraer demas
FACTOR VON WILLEBRAND ACTIVIDAD	Plasma citrato congelado	Mejor ayuno. Extraer demas
FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGENO	Plasma citrato congelado	Mejor ayuno. Extraer demas
FASCIOLA HEPATICA (DISTOMATOSIS)	Suero	Ninguna. Repetir en 21 dias
FENILALANINA	Suero	Ninguna
FENILALANINA	Orina espontanea	Ninguna
FENCICLIDINA	Orina espontanea	Ninguna
FENITOINA (DIFENILHIDANTOINA) TOTAL	Suero	Justo antes proxima dosis
FENITOINA LIBRE (DIFENILHIDANTOINA) LIBRE	Suero	Justo antes proxima dosis
FENOBARBITAL	Suero	Justo antes proxima dosis
FENOLES TOTALES	Orina espontanea	Final jornada laboral
FENOTIPO ALFA-1 ANTITRIPSINA	Suero	Ninguna
FERRITINA	Suero	Ninguna
FIBRINOGENO	Plasma citrato	Ninguna. Extraer demas
FIBRONECTINA	Plasma citrato	Ninguna
FIBROSIS HEPATICA MARCADOR ELF	Suero	Ninguna
FIBROSIS QUISTICA (PCR)	Sangre total EDTA	Ninguna
FIEBRE AMARILLA VIRUS IgG	Suero	Ninguna
FIEBRE AMARILLA VIRUS IgM	Suero	Ninguna
FILARIASIS (W. BANCROFTI) ANTIGENO	Suero	Ninguna
FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO	Creatinina, edad, sexo	No valido todas situa. Clinicas
FISTULA CEFALORRAQUIDEA EN RINO/OTORREA	Secrecion nasal/suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
FLUORURO	Orina espontanea	Antes de la jornada laboral
FLUORURO 2	Orina espontanea	Final jornada laboral
FLUORURO 3	Orina espontanea	Final jornada laboral
FLUOXETINA	Suero	Antes de siguiente dosis
FOLATOS (ACIDO FOLICO)	Suero	Ayuno 8 h
FOSFATASA ACIDA TOTAL	Suero congelado	Evitar tacto rectal 48h antes
FOSFATASA ACIDA TOTAL SEMINAL	Plasma seminal congelado	Ninguna
FOSFATASA ACIDA TARTRATO-RESISTENTE	Suero	Ninguna
FOSFATASA ACIDA PROSTATICA	Suero (analizar rapido, 1h)	Evitar tacto rectal 48h antes
FOSFATASA ALCALINA	Suero	Ayuno
FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMAS	Suero	Ayuno
FOSFATASA ALCALINA GRANULOCITICA	Extension y sangre heparina	Ninguna
FOSFATASA ALCALINA OSEA	Suero	Ninguna
FOSFATILETANOL	Sangre total EDTA	Ninguna
FOSFATIDILETANOLAMINA IgG	Suero	Ninguna
FOSFATIDILETANOLAMINA IgM	Suero	Ninguna
FOSFATIDILINOSITOL IGG	Suero	Ninguna
FOSFATIDILINOSITOL IgM	Suero	Ninguna
FOSFATIDILSERINA IgG	Suero	Ninguna
FOSFATIDILSERINA IgM	Suero	Ninguna
FOSFATIDILSERINA/PROTROMBINA IgG	Suero	Ninguna
FOSFATIDILSERINA/PROTROMBINA IgM	Suero	Ninguna
FOSFOETANOLAMINA	Orina espontanea	Ninguna
FOSFOHEXOSAISOMERASA (PHI)	Suero	Ninguna
FOSFOLIPIDOS	Suero	Ayuno
FOSFOLIPIDOS ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna
FOSFOLIPIDOS ANTICUERPOS IgM	Suero	Ninguna
FOSFORO	Suero	Mejor ayuno
FOSFORO EN ORINA	Orina 24 h	Ninguna
FOSFORO / CREATININA EN 2ª ORINA DE LA MAÑANA	2ª Orina de la mañana	Ninguna
FOSFOSERINA	Orina espontanea	Ninguna
FRAGILIDAD CAPILAR		Ninguna
FRANCISELLA TULARENSIS IGG	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
FRANCISELLA TULARENSIS IGM	Suero	Ninguna
FROTIS NASAL (EOSINOFILOS)	Torunda exudado nasal	Ninguna
FRUCTOSA	Plasma seminal congelado	Ninguna
FRUCTOSA PRUEBA DE ALIENTO (FRUCTOSA VIA ORAL)	Aliento cada 30 min, 3 h	Preparacion especial
FRUCTOSAMINA	Suero	Ninguna
FUROSEMIDA	Suero	Antes de siguiente dosis
GABAPENTINA	Suero	Ninguna
GAD/64K ANTICUERPOS	Suero congelado	Ninguna
GANGLIOSIDOS IgG INMUNOBLLOT	Suero	Ninguna
GANGLIOSIDOS IgM INMUNOBLLOT	Suero	Ninguna
GALACTOSA 1-FOSFATO URIDILTRANSFERASA	Sangre total Heparina-Li	Ninguna
GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGT)	Mejor ayuno	Ninguna
GASTRINA	Suero congelado	Ayuno 12h. No fumar 4h antes
GEN SRY	Sangre total EDTA	Ninguna
GHRELINA	Suero congelado	Congelar inmediatamente
GIARDIA LAMBLIA ANTICUERPO IGG	Suero	Ninguna
GIARDIA LAMBLIA ANTICUERPO IGM	Suero	Ninguna
GIARDIA LAMBLIA ANTIGENO	Heces congeladas	Ninguna
GILBERT SINDROME (ESTUDIO GENETICO)	Sangre total EDTA	Ninguna
GLIADINA ANTICUERPOS IgA	Suero	Ninguna
GLIADINA ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna
GLICOPROTEINA I BETA-2 IgA (Ac antifosfolipidos)	Suero	Ninguna
GLICOPROTEINA I BETA-2 IgG (Ac antifosfolipidos)	Suero	Ninguna
GLICOPROTEINA I BETA-2 IgM (Ac antifosfolipidos)	Suero	Ninguna
GLICOPROTEINAS DE MEMBRANA PLAQUETAR	10 mL sangre EDTA	Ninguna
GLUCAGON	Plasma EDTA congelado	Ayuno 12h. No fumar. No estrés
GLUCOSA	Suero	Ayuno 10 h
GLUCOSA MEDIA ESTIMADA (eAG)	Sangre total EDTA	Hacer tambien HbA1c
GLUCOSA EN ORINA 24 HORAS	Orina 24 h	Ninguna
GLUCOSA ORINA (DETERMINACION SIMPLE)	Orina espontanea	Ninguna
GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA	Sangre total Heparina	3 meses sin transfusiones
GLUCOPROTEINA ACIDA ALFA-1 (OROSOMUCOIDE)	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
GLUTATION PEROXIDASA	Sangre total heparina	Ninguna
GLUTATION REDUCTASA	Sangre total heparina	Ninguna
GLUTAMATO DESHIDROGENASA (GLDH)	Suero	Ninguna
GLUTEN EN HECES	Heces congeladas	Ninguna
GLUTEN EN HECES (2ª MUESTRA)	Heces congeladas	Ninguna
GLUTEN EN HECES (3ª MUESTRA)	Heces congeladas	Ninguna
GM1 ANTICUERPO IgM (GANGLIOSIDOS GM1)	Suero	Ninguno
gp21 ANTICUERPO	Suero	Ninguna
GRAHAM TEST (OXIUROS)	Papel de celofan	Ver instrucciones recogida
TINCION DE GRAM	Torunda	Ninguna
GRIPE A/H1N1 ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
GRASAS TOTALES EN HECES	Grasas 24, 48 o 72 h	Recoger todas las heces
GRUPO SANGUINEO - RH	Sangre total EDTA	Ninguna
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO b IgG	Suero	Ninguna
HALOPERIDOL	Suero	Antes siguiente dosis
HAPTOGLOBINA	Suero	Ninguna. Evitar hemolisis
HDL-COLESTEROL	Suero	Ayuno 10 h
COLESTEROL NO-HDL	Suero	Ayuno 10 h
HE4 (MARCADOR TUMORAL)	Suero	Ninguna
HELICOBACTER PYLORI IgG	Suero	Ninguna
HELICOBACTER PYLORI IgA	Suero	Ninguna
HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO	Heces	Ninguna
HELICOBACTER PYLORI TEST ALIENTO	Aliento en tubos espec.	Preparacion especial
HEMOCROMATOSIS MUTACION GEN C282Y - H63D	Sangre total EDTA (5 mL)	Ninguna (2 tubos EDTA)
HEMOGLOBINA GLUCOSILADA (HbA1c)	Sangre total EDTA	Ninguna
HbA1c en unidades IFCC (es un calculo de HBA1)	Sangre total EDTA	Ninguna
HEMOGLOBINAS ANOMALAS (TODAS) ELECTR. CAPILAR	Sangre total EDTA	Ninguna
HEMOGLOBINA A2	Sangre total EDTA	Ninguna
HEMOGLOBINA FETAL	Sangre total EDTA	3 meses sin transfusiones
HEMOGRAMA COMPLETO	Sangre total EDTA	Ninguna
HEMOGRAMA COMPLETO Y VELOCIDAD 1 hora	Sangre total EDTA	Ninguna
HEMOPEXINA	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
HEMOSIDERINA	Orina espontanea congel.	Ninguna
HEPARINA (TECNICA ANTI FACT. Xa)	Plasma citrato congelado	Ninguna
HEPATITIS AUTOINMUNE INMUNOBLOT	Suero	Ninguna
HEPATITIS A TOTAL	Suero	Ninguna
HEPATITIS A (IgG)	Suero	Ninguna
HEPATITIS A (IgM)	Suero	Ninguna
HEPATITIS B ANTICUERPO CORE TOTAL (AcHBc)	Suero	Ninguna
HEPATITIS B ANTICUERPO CORE IgG (AcHBc IgG)	Suero	Ninguna
HEPATITIS B ANTICUERPO CORE IgM (AcHBc IgM)	Suero	Ninguna
HEPATITIS B ANTICUERPOS AL ANTIGENO SUPERFICIE (AcHBs)	Suero	Ninguna
HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE (AgHBs)	Suero	Ninguna
HEPATITIS B ANTIGENO E (Ag HBe)	Suero	Ninguna
HEPATITIS B ANTICUERPOS E (AcHBe)	Suero	Ninguna
HEPATITIS B DNA (TEST CUALITATIVO)	Suero congelado	Ninguna
HEPATITIS B DNA (CARGA VIRAL)	Plasma EDTA congelado	Ninguna
HEPATITIS C IgG	Suero	Ninguna
HEPATITIS C IgM	Suero	Ninguna
HEPATITIS C CARGA VIRAL - CUANTIFICACION RNA VIRAL-	Suero congelado	Ninguna
HEPATITIS C - IDENTIFICACION DEL GENOTIPO -	Suero congelado	Ninguna
HEPATITIS C - WESTERN BLOT -	Suero	Ninguna
HEPATITIS D (DELTA) IgG	Suero	Ninguna
HEPATITIS D (DELTA) IgM	Suero	Ninguna
HEPATITIS E IgG	Suero	Ninguna
HEPATITIS E IgM	Suero	Ninguna
HEPATITIS G IgG	Suero	Ninguna
HEPATITIS G RNA (PCR) CUALITATIVO	Suero congelado	Ninguna
HEPCIDINA	Suero	Ninguna
HER-2/neu EN SUERO	Suero	Ninguna
HERPES SIMPLE I IgG	Suero	Ninguna
HERPES SIMPLE I IgM	Suero	Ninguna
HERPES SIMPLE II IgG	Suero	Ninguna
HERPES SIMPLE II IgM	Suero	Ninguna
HERPES SIMPLE VIRUS DNA (PCR)	Exudado	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
HERPES I-HSVI (ANTIGENO)	Exudado	Ninguna
HERPES II-HSV (ANTIGENO)	Exudado	Ninguna
HERPES VIRUS 8 ANTICUERPOS TOTALES	Suero	Ninguna
2,5-HEXANODIONA	Orina espontanea	Final jornada o semana laboral
HGH (HORMONA DE CRECIMIENTO)	Suero	Ayuno
HHV 6 IgG	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
HHV 6 IgM	Suero	Ninguna
HIBRIDACION GENOMICA COMPARADA (MICROARRAY)	Sangre total EDTA	Ninguna
HIDATIDOSIS (EQUINOCOCCUS GRANULOSOS)	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
HIDRATOS DE CARBONO	Orina espontanea	Ninguna
HIDROXIBUTIRATO BETA / C. CETONICOS	Suero	Ninguna
HIDROXIBUTIRATO BETA / C. CETONICOS	Orina	Ninguna
21-HIDROXILASA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
HIDROXINDOLACETICO ACIDO	Orina 24h (100 uL A.Aceti)	DIETAS ESPECIALES
HIDROXIINDOLACETICO ACIDO 5 / CREAT.	Orina espontanea	DIETAS ESPECIALES
HIDROXIPIRENO	Orina	Final jornada laboral
17 HIDROXIprogesterona	Suero	Ninguna. Por la mañana
5-HIDROXITriptofano	Orina 24 h	
17 HIDROXI-CORTICOSTEROIDES EN ORINA (HCOC, HCOE)	Orina 24 h	Mejor CORTISOL orina 24 h
17 HIDROXI-CORTICOSTEROIDES FRACCIONADOS	Orina 24 h	Ninguna
HIJERO	Suero	Ayuno. Mañanas. No Fe v.oral
HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO POLIMORFISMO I148M	Sangre EDTA K2	Ninguna
HISTAMINA EN ORINA DE 24 HORAS	Orina 24 h	Ninguna
HISTAMINA EN SANGRE TOTAL	Sangre total Heparina Litio	Ninguna
HISTAMINA EN PLASMA	Pla EDTA congelada	Ninguna
HISTONAS ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
HISTOPLASMOSIS ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
HISTOPLASMA ANTIGENO (GALACTOMANANO) Uri	Orina espontanea	Ninguna
HIV 1+2 ANTICUERPOS IgG + Antigeno P24	Suero	Periodo ventana 15 días
HIV 1+2 ANTICUERPOS WESTERN-BLOT	Suero	Ninguna
HIV ANTIGENO p24	Suero	Ninguna
HIV-1 RNA (CARGA VIRAL)	Plasma EDTA congelado	Ninguna
HIV-1 DNA (PCR)	Sangre total EDTA	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
HLA A3	Sangre total Heparina Litio	Ninguna. Analizar rapido
HLA B5	Sangre total Heparina Litio	Ninguna. Analizar rapido
HLA B8	Sangre total Heparina Litio	Ninguna. Analizar rapido
HLA B27	Sangre EDTA K2	Ninguna. Analizar rapido
HLA B27 PCR	Sangre total EDTA	Ninguna
HLA B51	Sangre total Heparina Litio	Ninguna. Analizar rapido
HLA-DR1	Sangre total EDTA	Ninguna. Analizar rapido
HLA-DR3	Sangre total EDTA	Ninguna. Analizar rapido
HLA-DR4	Sangre total EDTA	Ninguna. Analizar rapido
HLA-DR7	Sangre total EDTA	Ninguna. Analizar rapido
HLA OTROS COMPONENTES	Sangre total Heparina Litio	Ninguna. Analizar rapido
HLA-C (TIPAJE COMPLETO)	Sangre total EDTA	Ninguna
HLA-DQ2 y DQ8 (ENF CELIACA) POR PCR	Sangre total EDTA	Ninguna.
HLA-DQA1*0102 y DQB1*0602 (NARCOLEPSIA) POR PCR	Sangre total EDTA	Ninguna
HMGCR (HMG COA REDUCTASA) ANTICUERPO	Suero	Ninguna
HOLOTRANSCOBALAMINA	Suero	Ninguna
HOMOCISTEINA	Suero	Mejor ayunas
HORMONA ANTIDIURETICA	Plasma EDTA congelado	Analizar Na, K (suero/orina)
HORMONA ANTI-MULLERIANA	Suero	Ninguno
HORMONA DE CRECIMIENTO	Suero	Ayuno
HORMONA FOLICULOESTIMULANTE	Suero	Ninguna
HORMONA LUTEINIZANTE	Suero	Ninguna
Hu ANTICUERPOS (ANNA-1)	Suero	Ninguna
ANTICUERPOS HTLV-I	Suero	Ninguna
IA-2 ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
IGF BINDING PROTEIN-3 (IGFBP-3)	Suero	Ninguna
IMIPRAMINA	Suero	Antes proxima dosis
INDICE APOLIPOPROTEINA B/A1	Suero	Ayuno
INDICE ANDROGENICO LIBRE (TESTOSTERONA/SHBG)	Suero	Ninguna
INDICE DE SATURACION DE TRANSFERRINA	Suero	Ayuno. Mañanas. No Fe v.oral
INFLUENZA A IgG	Suero	Ninguna
INFLUENZA A IgM	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
INFLUENZA B IgG	Suero	Ninguna
INFLUENZA B IgM	Suero	Ninguna
INFLUENZA A y B ANTIGENO (INMUNOCROMATOGRAFIA)	Exudado nasal	Torunda con medio transp.
INHIBIDOR C1 ESTERASA (ACTIVIDAD) PLASMA	Plasma citrato congelado	Ninguna
INHIBIDOR C1 ESTERASA (PROTEINA) SUERO	Suero	Ninguna. Indispensable C4
INHIBIDOR I DEL ACTIVADOR DEL PLASMINOGENO	Plasma citrato congelado	Ninguna
INHIBIDOR I DEL ACTIVADOR PLASMINOGENO (GEN PCR)	Sangre total EDTA	Ninguna
INHIBINA A DIMERICA	Suero	Ninguna
INHIBINA B DIMERICA	Suero	Ninguna
INMUNOCOMPLEJOS CIRCULANTES	Suero	Ninguna. Repetir periodic.
INMUNOFENOTIPO LEUCOCITARIO MEDULA OSEA	2 mL Medula osea EDTA	Ninguna
INMUNOFENOTIPO LEUCOCITARIO S. PERIFERICA	Sangre total EDTA	Ninguna
INMUNOFENOTIPO LINFOCITARIO	Sangre total EDTA	Ninguna
INMUNOFIJACION EN SUERO	Suero	Ninguna
INMUNOFIJACION EN ORINA	Orina 24 h o Espontanea	Ninguna
INMUNOGLOBULINA IgG	Suero	Ninguna
INMUNOGLOBULINA IgA	Suero	Ninguna
INMUNOGLOBULINA IgA SECRETORA	Saliva	Ninguna
INMUNOGLOBULINA IgD	Suero	Ninguna
INMUNOGLOBULINA IgM	Suero	Ninguna
INMUNOGLOBULINA IgE TOTAL	Suero	Ninguna
INMUNOGLOBULINA IgG SUBGRUPO 1	Suero	Ninguna
INMUNOGLOBULINA IgG SUBGRUPO 2	Suero	Ninguna
INMUNOGLOBULINA IgG SUBGRUPO 3	Suero	Ninguna
INMUNOGLOBULINA IgG SUBGRUPO 4	Suero	Ninguna
INMUNOGLOBULINA IgG4 ESPECIFICA	Suero	Ninguna
INTERLEUCINA-1 BETA	Suero congelado	Ninguna
INTERLEUCINA-2	Suero congelado	Ninguna
INTERLEUCINA-4	Suero congelado	Ninguna
INTERLEUCINA 6	Suero (o EDTA) congelado	Ninguna
INTERLEUCINA 8	Suero (o EDTA) congelado	Ninguna
INTERLEUCINA 10	Suero (o EDTA) congelado	Ninguna
INTERLEUCINA-13	Suero congelado	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
INSULINA (hacer tambien e informar de la glucemia)	Suero	Ayuno 10 horas + Glucemia
INSULINA PRUEBA DE ESTIMULACION CON GLUCOSA VO	Suero	Ayuno, glucosa v.o.
INSULINA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
INSULINA ANTICUERPO ANTI RECEPTOR	Suero congelado	Ninguna
INTERFERON ALFA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
INTERFERON GAMMA	Plasma EDTA congelado	Ninguna
INTOLERANCIA ALIMENTARIA IgG (220 alim. +24 aditivos)	Suero	Ayunas
Intolerancia alimentos S/200+	Suero	Ayunas
Intolerancia S/V150+	Suero	Ayunas
Intolerancia S/132+	Suero	Ayunas
Intolerancia S/Basico89+	Suero	Ayunas
Intolerancia alimentos A200	Suero	Ayunas. IMQ-BIENSTAR
IRREGULARES ANTICUERPOS	Suero 5 mL y Sangre Total EDTA 10 mL	Ninguna
ISOCIANATOS METABOLITOS	Orina espontanea	Final de la jornada laboral
ISOHEMAGLUTININAS INMUNES (IgG) O NATURALES (IgM)	Suero	Ninguna
JAK2 MUTACION V617F	Sangre total EDTA	Ninguna
Jo-1 ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
KENNEDY, ENFERMEDAD (ATROFIA MUSCULAR ESP.BUL)	Sangre total EDTA	Ninguna
KETAMINA	Orina espontanea	Ninguna
RECEPTORES KIR GENOTIPO	Sangre total EDTA	Ninguna
KLEBSIELLA PNEUMONIAE IgG	Suero	Ninguna
KLEBSIELLA PNEUMONIAE IgM	Suero	Ninguna
KOH EXAMEN DIRECTO	Torunda vaginal, endoc.	Ninguna
Ku ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
LACTOALBUMINA-ALFA IgA	Suero	Ninguna
LACTOALBUMINA-ALFA IgG	Suero	Ninguna
LACTOFERRINA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
LACTOFERRINA FECAL	5 g heces congeladas	Ninguna
LACTOGENO PLACENTARIO	Suero	Ninguna
LACTOGLOBULINA-BETA IgA	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
LACTOGLOBULINA-BETA IgG	Suero	Ninguna
LACTOSA PRUEBA DE ALIENTO	Aliento cada 30 min, 3 h	Preparacion especial
LACTEST (ACTIVIDAD LACTASA INTESTINAL) Gaxilosa 0,45 g	Orina 5 horas / Kit especial	Ayuno de 10 h y orinar 2 h antes
LACTITOL PRUEBA ALIENTO (SOBRECRECIMIENTO BACT.) SIBO	Aliento cada 30 min, 3 h	Preparacion especial
LAMOTRIGINA	Suero	Justo antes proxima dosis
LDH (LACTATO DESHIDROGENASA)	Suero	Ninguna. Evitar hemolisis
LDH (LACTATO DESHIDROGENASA) ISOENZIMAS	Suero	Ninguna. Evitar hemolisis
LDL-COLESTEROL	Suero	Ayuno 10 h
LDL OXIDADA ANTICUERPOS	Suero congelado	Ninguna
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG	Suero	Ninguna
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM	Suero	Ninguna
LEGIONELLA ANTIGENO	Orina espontanea	Ninguna
LEISHMANIA DONOVANI IgG	Suero	Ninguna. Repetir en 3-5 sem.
LEISHMANIA DONOVANI IgM	Suero	Ninguna. Repetir en 3-5 sem.
LEPTOSPIRA IgG ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
LEPTOSPIRA IgM ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
LEUCIN AMINO PEPTIDASA (LAP)	Suero	Ninguna
LEUCOCITOS EN HECES	Heces	Ninguna
LEVETIRACETAM	Suero	Ninguna
LINDANO	Suero	Ninguna
LINFOCITOS T4/T8 EN SANGRE	Sangre total EDTA	Enviar S. Leucocitaria REF
LINFOCITOS NATURAL KILLER / LINFOCITOS T	Sangre total EDTA	Enviar S. Leucocitaria REF
LINFOCITOS NATURAL KILLER (SUBPOBLACIONES)	Sangre total EDTA	Enviar S. Leucocitaria REF
LINFOCITOS NATURAL KILLER (2 POBLACIONES)	Sangre total EDTA	Enviar S. Leucocitaria REF
LINFOCITOS NATURAL KILLER (CD57+ CD3-)	Sangre total EDTA	Enviar S. Leucocitaria REF
LIPASA	Suero	Mejor ayuno 8 h
LIPIDOGRAMA	Suero	Ayuno 12 h
LIPIDOS TOTALES	Suero	Ayuno 10 h
LIPOPROTEINA (a) - Lp(a)	Suero	Ninguna
LIPOPROTEINA X	Suero	Ninguna
LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO ANALISIS	Liquido cefaloraquideo	Asepsia
LIQUIDO SINOVIAL ANALISIS	Liquido sinovial	Ninguna y extraer sangre
LISOZIMA (MURAMIDASA)	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
LISOZIMA	Orina espontanea	Ninguna
LISTERIA M. ANTICUERPOS (LISTERIOSIS)	Suero	Ninguna. Repetir en 3-4 sem.
LISTERIA MONOCYTOGENES (PCR)	Sangre total EDTA	Ninguna
LISTERIA MONOCYTOGENES IgG	Suero	Ninguna
LISTERIA MONOCYTOGENES IgM	Suero	Ninguna
LITIO	Suero	Extraer 10-12h despues dosis
LKM ANTICUERPOS (Liver/Kidney microsomal Ab)	Suero	Ninguna
LORAZEPAM	Suero	Ninguna
LSD (SCREENING)	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar
LSP (LIVER SPECIFIC PROTEIN) ANTICUERPO	Suero	Ninguna
MACROAMILASA PRECIPITACION	Suero	Ninguna
MACROGLOBULINA ALFA-2	Suero	Ninguna
MAG ANTICUERPOS IgM (MYELIN ASSOCIATES GLYCOPROT.)	Suero	Ninguna
MAGNESIO	Suero	Ninguna. Evitar hemolisis. Est
MAGNESIO ERITROCITARIO	Sangre heparina-Litio	Ninguna
MAGNESIO EN ORINA 24 HORAS	Orina 24 h	Ninguna.
MAGNESIO / CREATININA EN 2ª ORINA DE LA MAÑANA	2ª Orina de la mañana	Ninguna.
MANGANESO	Suero	Ninguna
MANGANESO (analiticas de empresa)	Sangre total EDTA (BD Vacutainer)	Fiinal semana laboral
MANGANESO (analiticas de empresa)	Orina espontanea	Final jornada laboral
MAPROTILINA	Suero	Antes de proxima dosis
MANTOUX (PRUEBA DE LA TUBERCULINA)	0,1 mL de 2UI (PPD-RT23)	Ninguna
MELANINA	Orina espontanea	Ninguna
MELATONINA	Suero	Ninguna
MALONDIALDEHIDO	Plasma EDTA congelado	Ninguna
MEMBRANA BASAL GLOMERULAR ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
MERCURIO INORGANICO	Sangre total EDTA	Final semana laboral
MERCURIO INORGANICO	Orina espontanea	Antes de jornada laboral
MERCURIO TOTAL	Sangre total EDTA	Final semana laboral
MESOTELINA SOLUBLE (MESOMARK)	Suero	Ninguna
METACUALONA	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar
METADONA	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
METAHEMOGLOBINA	Sangre total EDTA	Ninguna
METANEFRIAS FRACCIONADAS ORINA	Orina 24 h	No estres. DIETA ESPECIAL
METANEFRIAS FRACCIONADAS PLASMA	Plasma EDTA cong.	Ninguna
METANFETAMINA	Orina espontanea	Ninguna
METANOL	Orina espontanea	Final jornada laboral
METANOL	Sangre total EDTA	Ninguna
METILETILCETONA	Orina espontanea	Final jornada laboral
METILISOBUTILCETONA	Orina espontanea	Final jornada laboral
METILFORMAMIDA	Orina espontanea	Final jornada laboral
METOTREXATO	Suero	Depende tratamiento
3-METOXITIRAMINA	Plasma EDTA cong	Ninguna
3-METOXITIRAMINA ORINA	Orina 24 horas	Ninguna
MHPG	Orina 24 h	No ADTT, inh MAO por 1 sem
Mi ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
MICROALBUMINA (ORINA)	Orina 8-12-24 h	Ninguna
MICROALBUMINA (ORINA)	Orina espontanea	Ninguna
MICROALBUMINURIA / CREATININA	Orina espontanea	Ninguna
MICROBIOTA INTESTINAL ESTUDIO FUNCIONAL	Heces (kit especial)	No algunas medicinas 20 antes
MICROBIOTA INTESTINAL ESTUDIO FUN. + PARASITOS, VIRUS	Heces (kit especial)	No algunas medicinas 20 antes
MICROBIOTA INTESTINAL ESTUDIO F. + PARA, VIRUS, HP, CD	Heces (kit especial)	No algunas medicinas 20 antes
MICROGLOBULINA BETA-2 ORINA	Orina espontanea	Ninguna
MICROGLOBULINA BETA-2 SUERO	Suero	Ninguna
MICROGLOBULINA BETA-2 ORINA	Orina 24 horas	Ninguna
MIELOPEROXIDASA ANTICUERPOS (MPO-ANCA)	Suero	Ninguna
MIOGLOBINA	Orina 24 horas	Ninguna
MIOGLOBINA	Suero	Ninguna
MIOSITIS ANTICUERPOS ASOCIADOS (16)	Suero	Ninguna
MITOCONDRIALES ANTICUERPOS (AMA)	Suero	Ninguna
MITOCONDRIALES ANTICUERPOS TIPO M2	Suero	Ninguna
MOG ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna
MOLIBDENO	Suero	Ninguna
MOLIBDENO	Orina espontanea	Ninguna
MONONUCLEOSIS INFECCIOSA (PAUL-BUNELL)	Suero	Ayuno de 3 h

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
MUCOPOLISACARIDOS	Orina 24 h (50 mL)	Ninguna. Screening
MUTACION C677T GEN MTHFR	Sangre total EDTA	Ninguna
MUTACION C->T-13910 INTOLERANCIA A LACTOSA	Sangre total EDTA	Ninguna
MUTACION 20210 GEN PROTROMBINA	Sangre total EDTA	Ninguna
MUTACION C46T GEN FACTOR XII	Sangre total EDTA	Ninguna
MUTACION GEN BRCA1/BRCA2	Sangre total EDTA	Ninguna
MUSCULO ESTRIADO ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
MUSCULO LISO ANTICUERPOS (SMA)	Suero	Ninguna
MYCOBACTERIUM IgG	Suero	Ninguna
MYCOBACTERIUM IgM	Suero	Ninguna
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS/BOVIS DNA	Exudado, Uri, Esp, etc	Ninguna
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG	Suero	Ninguna
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM	Suero	Ninguna
NAG (N-ACETIL-BETA-D-GLUCOSAMINIDASA)	Orina espontanea	Ninguna
NORCLOZAPINA	Suero	Ninguna
NEISSERIA MENINGITIDIS IgG (VACUNA A, C, Y, W135)	Suero	Ninguna
NEISSERIA MENINGITIDIS (VACUNA B)	Suero	Ninguna
NEUROMIELITIS OPTICA ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna
NEUROFILAMENTOS LIGHT (NF-L)	Suero congelado	Tubo polipropileno
NEURONALES NUCLEARES ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
NICOTINAMIDA (NIACINA)	Suero congelado	Ninguna
NIQUEL	Suero	Ninguna
NIQUEL	Orina espontanea	Final semana laboral
NITRAZEPAM	Suero	Antes de proxima dosis
NMDA RECEPTORES ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
NOR-90 ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
NORTRIPTILINA	Suero	Antes de proxima dosis
NTX (TELOPEPTIDOS AMINO N-TERMINAL DE COLAGENO I)	Orina espontanea	Ninguna
NUCLEARES ANTICUERPOS (INMUNOFLUORESCENCIA)	Suero	Ninguna
NUCLEARES ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
OBESIDAD PERFIL GENETICO	Sangre en tarjeta FTA	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
ONCONEURONALES ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
OPIACEOS EN ORINA (SCREENING)	Orina espontanea	Ninguna. Vigilar al orinar
OSMOLALIDAD	Orina 24 h	Ninguna
OSMOLALIDAD	Suero	Ninguna
OSMOLARIDAD (Calculo con Na, Glucosa, Urea)	Suero	Ninguna
OSTEOCALCINA	Plasma EDTA congelado	Ninguna
OSTEOPONTINA	Plasma EDTA congelado	Ninguna
OVARIO ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
OXALATO / CREATININA	Orina espontanea	Ninguna
OXALATO EN SUERO	Suero	Ninguna
P24 ANTIGENO	Suero	Ninguna
PAPILOMA-HUMANO DNA (PCR)	Torunda especial	Frotar la zona lesionada
PAPILOMAVIRUS ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna
PARAINFLUENZA (1,2,3) IgG	Suero	Ninguna
PARAINFLUENZA (1,2,3) IgM	Suero	Ninguna
PARASITOS Y HUEVOS EN HECES	Heces recientes	Ver inform. Evitar laxantes ...
PARASITOS Y HUEVOS EN HECES - 2ª MUESTRA	Heces recientes	Ver inform. Evitar laxantes ...
PARASITOS Y HUEVOS EN HECES - 3ª MUESTRA	Heces recientes	Ver inform. Evitar laxantes ...
PARATHORMONA INTACTA (PTHi)	Plasma EDTA/Suero	Ayuno 8 h. "Incluir Ca y P"
PAROTIDITIS IgG	Suero	Ninguna
PAROTIDITIS IgM	Suero	Ninguna
PAROTIDITIS (PCR)	Exudado	Ninguna
PARVOVIRUS B19 IgG	Suero	Ninguna
PARVOVIRUS B19 IgM	Suero	Ninguna
PARVOVIRUS B19 (DNA)	Suero	Ninguna
PATERNIDAD BIOLOGICA DIAGNOSTICO	Saliva/Sangre EDTA	Padre e hijo
PATERNIDAD PRENATAL NO INVASIVA	Sangre EDTA madre/Saliva padre	Padre y madre
PATOGENOS INTESTINALES ESTUDIO MOLECULAR FECAL	Heces KIT ESPECIAL	
PDF (PRODUCTOS DEGRADACION FIBRINOGENO)	Plasma citrato congelado	No tratamiento con heparina
PERAMPANEL	Suero	Antes de la siguiente dosis
PEPSINOGENO-1	Suero	Ayuno 10 h
PEPTIDO-C	Suero	Ayuno de 10 h minimo

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
PEPTIDO-C PRUEBA ESTIMULACION CON GLUCOSA	Suero	Ayuno de 10 h minimo
PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPO	Suero	Ninguna
PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO (VIP)	Plasma EDTA congelado	Ayuno 10h. No medicinas 24h
PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL	Plasma EDTA congelado	Ninguna
(PRO) PEPTIDO LIBERADOR DE GASTRINA	Plasma EDTA congelado	Ninguna
PERCLOROETILENO	Sangre EDTA	Principio ultima jornada semana
pH EN HECES	Heces recientes	Evitar laxantes, enemas
PIRUVATO QUINASA	Sangre total heparina-Li	3 meses sin transfusiones
PL-7 / PL-12 ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
PLAQUETAS	Sangre total EDTA	Ninguna
PLAQUETAS ANTICUERPOS DIRECTO	25 mL Sangre T. EDTA	Ninguna. Evitar hemolisis
PLASMA RICO PLAQUETAS - FACTORES CRECIMIENTO	Plasma citrato centrifugado	Ninguna. Evitar hemolisis
PLASMINOGENO	Plasma citrato congelado	Ninguna
PLASMODIUM SPP. ANTICUERPO (MALARIA-PALUDISMO)	Suero	Ninguna. Repetir en 3-4 sem.
PLASMODIUM-DNA (MALARIA-PALUDISMO)	Sangre total EDTA	Ninguna
PLASMODIUM-ANTIGENO	Sangre total EDTA	Ninguna
PLATA	Suero	Ninguna
PLOMO EN SANGRE TOTAL (analitica empresa)	Sangre total EDTA	Evitar contaminacion ambient
PLOMO ES ORINA	Orina 24 h	Ninguna
PLOMO EN ORINA ESPONTANEA	Orina espontanea	Al final de la jornada laboral
POBLACION LINFOCITARIA	Sangre EDTA 5 mL	Ninguna
POLIMORFISMO DEL GEN DE LA IL28B	Sangre EDTA 5 mL	Ninguna
POLIOMIELITIS IgG	Suero	Ninguna
POLYPEPTIDO PANCREATICO	Suero congelado (inmediatamente)	Ninguna
PORFIRINAS FRACCIONADAS EN SANGRE	Sangre EDTA	Ninguna
PORFIRINAS FRACCIONADAS EN ORINA	Orina 24 h	Ninguna.
PORFIRINAS FRACCIONADAS EN HECES	Heces congeladas	Ninguna
PORFEBILINOGENO ORINA 24h	Orina 24 h	Ninguna.
POTASIO	Suero	Ninguna. Evitar torniquete
POTASIO EN ORINA	Orina 24 h	Dar informacion orina 24 h
PREALBUMINA	Suero	Ninguna
PRECALICREINA	Plasma citrato congelado	Ninguna
PRECIPITINAS (LAS MAS COMUNES) CONSULTAR	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
ESTUDIO PREECLAMPSIA 1° TRIM	Suero	1° trimestre
ESTUDIO PREECLAMPSIA 2° TRIM (SFLT1, PLGF)	Suero	2° trimestre
PREGNANDIOL EN ORINA	Orina 24 h	Ninguna
PREGNENOLONA	Suero	Ninguna
PRIMIDONA (MYSOLINE)	Suero	Justo antes proxima dosis
NT-ProBNP (Pro-PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL)	Suero	Ninguna
PROCALCITONINA	Plasma EDTA	Ninguna
PROCOLAGENO 1 PROPEPTIDO AMINOTERMINAL	Suero	Ninguna
PROGENSA (PCA3) EN ORINA	Orina en TUBO ESPECIAL PROGENSA	Masaje de prostata previo
PROGESTERONA	Suero	Ninguna
PROINSULINA INTACTA	Plasma heparina-Li	Ayuno
PROINSULINA INTACTA PRUEBA ESTIMULACION CON GLUCOSA	Plasma heparina-Li	Ayuno
PROLACTINA	Suero	Mañanas. No stress en 30 m
PROLACTINA TRAS MINUTOS DE REPOSO	Suero	Mañanas. No stress en 30 m
PROPEPTIDO N-TERMINAL DEL PROCOLAGENO 1 INTACTO	Suero	Ninguna
PROPOXIFENO	Orina espontanea	Ninguna
PROSTAGLANDINA E2	Plasma EDTA congelado	Ninguna
PROSTAGLANDINA E2	Orina 24 h - congelar	Ninguna
PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA (ALERGIA)	Suero	Ninguna
PROTEINA C-REACTIVA	Suero	Ninguna
PROTEINA FIJADORA DE RETINOL	Suero	Ninguna
PROTEINA C COAGULACION	Plasma citrato congelado	Ninguna. Informar tto anticoagulante
PROTEINA S COAGULACION	Plasma citrato congelado	Ninguna.
PROTEINA C COAGULACION (PROTEINA)	Plasma citrato congelado	Ninguna. Informar tto anticoagulante
PROTEINA S COAGULACION (PROTEINA)	Plasma citrato congelado	Ninguna.
PROTEINA S LIBRE (CONCENTRACION)	Plasma citrato congelado	Ninguna
PROTEINA S-100B	Suero	Ninguna
PROTEINA S-100B	LCR	Ninguna
PROTEINAS TOTALES EN SUERO	Suero	Ninguna
PROTEINASA-3 ANTICUERPOS (PR-3/ANCA)	Suero	Ninguna
PROTEINOGRAMA DE SUERO	Suero	Ninguna
PROTEINOGRAMA EN ORINA	Orina 24 h	Ninguna
PROTEINURIA (DETERMINACION SIMPLE)	1ª Orina mañana	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
PROTEINURIA / CREATININA EN 1ª ORINA DE LA MAÑANA	1ª Orina mañana	Ninguna
PROTEINURIA EN ORINA DE 24 HORAS	Orina 24 h	Ninguna
PROTROMBINA INDICE %, INR (TIEMPO DE QUICK)	Plasma citrato	Ninguna. Extraer demas
CONTROL SINTROM DOSIFICACION	Plasma citrato	Ninguna. Extraer demas
PROTOPORFIRINA DE ZINC	Sangre total EDTA	Ninguna
PSA TOTAL	Suero	Evitar tacto rectal 48h antes
PSA LIBRE	Suero	Evitar tacto rectal 48h antes
PSA LIBRE/TOTAL	Suero (PSA/PSA2)	Evitar tacto rectal 48h antes
PTHrP (PEPTIDO RELACIONADO CON PARATHORMONA)	TUBO ROSA ESPECIAL	Ninguna
QUERATINA ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna
QUIMIOTRIPSINA FECAL	Heces congeladas	Ninguna. Evitar laxantes/enema
QUINASA ESPECIFICA MUSCULAR (MuSK) ANTICUERPO	Suero	Ninguna
QUANTIFERON-TB	TUBOS ESPECIALES REFERENCE	Evitar los viernes
RAPAMICINA (SIROLIMUS)	Sangre total EDTA	
RAST A MEDICAMENTOS (CONSULTAR)	Suero	Ninguna
RAST ALERGENOS ESPECIALES (CONSULTAR)	Suero	Ninguna
RECEPTOR SOLUBLE DE TRANSFERRINA	Suero	Ninguna
RECEPTOR GABA B (GABARB1/B2) ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
RECEPTORES DE ACETILCOLINA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna. Informar tratamiento
RECEPTORES DE TSH (TSI), ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
RECEPTOR MUSCARINICO COLINERGICO M1 ANTICUERPO	Suero	Ninguna
RECEPTOR MUSCARINICO COLINERGICO M2 ANTICUERPO	Suero	Ninguna
RECEPTOR MUSCARINICO COLINERGICO M3 ANTICUERPO	Suero	Ninguna
RECEPTOR MUSCARINICO COLINERGICO M4 ANTICUERPO	Suero	Ninguna
RECEPTOR MUSCARINICO COLINERGICO M5 ANTICUERPO	Suero	Ninguna
RECEPTOR SOLUBLE INTERLEUCINA-2	Suero congelado	Ninguna
RECOVERINA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
RECuento de ADDIS	Orina, ver instrucciones	Ver informacion recogida
RENINA ACTIVIDAD -"ANALIZAR ALDOSTERONA TAMBIEN"-	Plasma EDTA congelado	DIETA ESPECIAL. Tumbado 30m
RESISTENCIA PROTEINA C ACTIVADA	Plasma citrato congelado	Centrifugar 2 veces
RETICULINA ANTICUERPOS IgG	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
RETICULINA ANTICUERPOS IgA	Suero	Ninguna
RETICULOCITOS	Sangre total EDTA	Ninguna
RETRACCION DEL COAGULO	Sangre total	Ninguna
Ri ANTICUERPOS (ANNA-2)	Suero	Ninguna
RIBOSOMAL P ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
RICKETTSIA CONNORI IgG (FIEBRE BOTONOSA)	Suero	Ninguna. Repetir en 3-4 sem.
RICKETTSIA CONNORI IgM (FIEBRE BOTONOSA)	Suero	Ninguna.
RICKETTSIA TYPHI IgG (TIFUS EXANTEMATICO)	Suero	Ninguna. Repetir en 3-4 sem.
RICKETTSIA TYPHI IgM (TIFUS EXANTEMATICO)	Suero	Ninguna.
RNA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
ROTAVIRUS EN HECES	Heces recientes	Ninguna
RPR	Suero	Ninguna
RUBEOLA IgG	Suero	Ninguna
RUBEOLA IgG AVIDEZ	Suero	Ninguna
RUBEOLA IgM	Suero	Ninguna
SACAROSA TEST DEL ALIENTO	Aliento cada 30 min, 3 h	Ninguna
SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgA (ASCA)	Suero	Ninguna
SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgG (ASCA)	Suero	Ninguna
SALIDA A DOMICILIO		Ayuno 10 horas
SALIVAR GLANDULA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
SANGRE OCULTA EN HECES	Heces	Ninguna
SANGRE OCULTA EN HECES - 2ª MUESTRA	Heces	Ninguna
SANGRE OCULTA EN HECES - 3ª MUESTRA	Heces	Ninguna
SARAMPION IgG	Suero	Ninguna
SARAMPION IgM	Suero	Ninguna
SARS-COV-2 SPIKE ANTICUERPOS TOTALES	Suero	Ninguna
SARS-COV-2 RBD IgG	Suero	Ninguna
SARS-COV-2 RBD IgM	Suero	Ninguna
SARS-COV-2 PCR	Frotis nasofaringeo	Ninguna
SARS-COV-2 PCR	Saliva	Enjuague bucal 30 min antes
SARS-COV-2 ANTIGENO	Frotis nasofaringeo	Ninguna
SARS-COV-2 INMUNIDAD CELULAR	Heparina-Li (10 mL)	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
SEXO FETAL A PARTIR DE SANGRE MATERNA	Sangre citrato	A partir de la 8 semana gest.
SCC (CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS)	Suero	Ninguna
SCHISTOSOMA SP. ANTICUERPOS (BILHARZIOSIS)	Suero	Ninguna
SCREENING SINDROME DE DOWN 2º TRIM.	Suero / Rellenar impreso	Semana 12 a 18 (2º Trimestre)
SCREENING SINDROME DE DOWN 1º TRIM	Suero / Rellenar impreso	Semana 7 a 12 (1º Trimestre)
SEDIMENTO DE ORINA	1ª orina o 3h en vejiga	Ver instrucciones recogida
SELENIO	Tubo suero tapon ROJO	Ninguna
SEPTINA 9 METILADO (Marcador tumoral de cancer de colon)	Plasma EDTA congelado	5 mL de plasma
SERIE ROJA (ERITROCITARIA)	Sangre total EDTA	Ninguna
SERIE BLANCA (LEUCOCITARIA)	Sangre total EDTA	Ninguna
SEROTONINA EN SUERO (5-HT)	Suero	DIETA ESPECIAL
SEROTONINA EN ORINA (5-HT)	Orina 24 h	DIETA ESPECIAL
SHBG (GLOBULINA PORTADORA DE HORMONA SEXUAL)	Suero	Ninguna
SHIGELLA AGLUTINACIONES	Suero	Ninguna. Repetir en 21 días
SILICIO	Suero TUBO ESPECIAL	Ninguna
SIROLIMUS (RAPAMICINA)	Sangre total EDTA	
SISTEMA Rh, FENOTIPO/GENOTIPO	Sangre total EDTA	Ninguna
SODIO	Suero	Ninguna. Evitar torniquete
SODIO EN ORINA	Orina 24 h	Ninguna
SOMATOMEDINA C (IGF-I) EN SUERO	Suero	Mejor ayuno
SOMATOSTATINA	Plasma EDTA congelado	Mejor ayuno
SORBITOL PRUEBA DE ALIENTO (SORBITOL VIA ORAL)	Aliento cada 30 min, 3 h	Preparacion especial
SP-100 ANTICUERPO	Suero	Ninguna
SPORT GEN	Raspado bucal	60 min. Sin comer, beber, etc
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTIGENO	Orina espontanea	Ninguna
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE IgG	Suero	Pre o Post-vacunacion
STREPTOCOCCUS PYOGENES ANTIGENO	Exudado faringeo/amigdalas	Ninguna
STRONGYLOIDES STERCORALIS IgG	Suero	Ninguna
SUBUNIDAD ALFA LIBRE	Suero	Ninguna
SULFITOS ORINA	Orina congelada	Ninguna
SUPEROXIDO DISMUTASA	Sangre total heparina	Ninguna
SUPRARENALES ANTICUERPOS (CAPSULA SUPRARENALES)	Suero	Ninguna
SUSTANCIA P	TUBO ESPECIAL ROSA (TRASYLOL))	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
T4 LIBRE	Suero	Ninguna
T4 TOTAL	Suero	Ninguna
T3 LIBRE	Suero	Ninguna
T3 TOTAL	Suero	Ninguna
T3 REVERSE	Suero	Ninguna
T3 CAPTACION	Suero	Ninguna
Ta ANTICUERPOS (NEURONAS)	Suero	Ninguna
TAENIA SOLIUM ANTICUERPOS (Cisticercosis)	Suero	Ninguna
TALASEMIA ALFA-DELECCION 3.7 / 4.2	Sangre total EDTA 5 mL	Ninguna
TAU FOSFORILADA 181	Plasma EDTA cong.	Analizar con Amiloide beta
TELOPEPTIDOS AMINO N-TERMINAL DE COLAGENO I	Orina espontanea	Ninguna
TEOFILINA	Suero	Justo antes proxima dosis
TEST TRANSFORMACION LINFOBLASTICA (indicar a que alergen)	Sangre total HEPARINA-LI	Ninguna
TESTOSTERONA TOTAL	Suero	Ninguna
TESTOSTERONA LIBRE	Suero	Ninguna
TESTOTERONA LIBRE CALCULADA (issam.ch/freetesto.htm)	Suero (TEST,SHBG,ALBU)	Ninguna
TETANOS IgG (ANTI-TOXINA CLOSTRIDIUM TETANI IgG)	Suero	Ninguna
Th/To (7-2 RNP) ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
THERMOACTINOMYCES VULGARIS IgG	Suero	Ninguna
THROMBO INCODE	Saliva/San EDTA	Consentimiento informado
TIEMPO DE RECOGIDA DE ORINA EXPRESADO EN HORAS		
TIEMPO DE COAGULACION		Ninguna
TIEMPO DE ECARINA (DABIGATRAN-PRADAXA)	Plasma citrato congelado	Ninguna
TIEMPO DE HEMORRAGIA / SANGRIA		A.Salicilico, ANES interfieren
TIEMPO DE RECALCIFICACION DE HOWELL	Plasma citrato	Ninguna
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACT., T. CEFALINA	Plasma citrato	Ninguna
TIEMPO TROMBINA	Plasma citrato congelado	Ninguna
TIEMPO REPTILASE	No lo realizamos	
TIMIDIN QUINASA	Suero congelado	
TINCION AURAMINA (HECES)	Heces	Ninguna
TINCION ZIEHL NIELSEN	Muestra biologica	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
TIOCIANATO	Orina espontanea	Final jornada laboral
TIOLES	Suero congelado	Ninguna
TIOPURINA METIL-TRANSFERASA ACTIVIDAD	Sangre total HEPARINA	Ninguna
TIPAJE DE LEUCOCITOS EN SANGRE PERIFERICA (CD2,3,4,8,...)	10 mL Sangre total EDTA	Ninguna
TIROGLOBULINA	Suero	Evitar biopsia, cirug tiroides
TITANIO	Suero	Ninguna
TITINA (MGT30) ANTICUERPO	Suero congelado	Ninguna
TOLUENO	Sangre total EDTA	Principio ultima jornada semana
TOPIRAMATO	Suero	Justo antes proxima dosis/pico
TOXOCARA IgG	Suero	Ninguna
TOXOPLASMOSIS IgA	Suero	Ninguna
TOXOPLASMOSIS IgG	Suero	Ninguna
TOXOPLASMOSIS IgG AVIDEZ	Suero	Ninguna
TOXOPLASMOSIS IgM	Suero	Ninguna
TOXOPLASMA DNA (PCR)	Sangre total EDTA	Ninguna
TPA (ANTIGENO TISULAR POLIPEPTIDICO)	Suero	Ninguna
TRACOLIMUS (FK506) EN SANGRE	Sangre total EDTA	Ninguna
TRANSAMINASA GOT (AST)	Suero	Ninguna. Rechazar hemolisis. No ejercicio
TRANSAMINASA GPT (ALT)	Suero	Ninguna. Evitar hemolis
TRANCORTINA (CBG-CORTICOST. BINDING GLOBULIN)	Suero congelado	Ninguna
TRANSFERRINA	Suero	Ninguna
TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS	Suero	Ninguna
TRANSPORTADOR DE ZINC 8 ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
TREPONEMA PALLIDUM IgG	Suero	Ninguna
TREPONEMA PALLIDUM IgM	Suero	Ninguna
TREPONEMA PALLIDUM IgG INMUNOBLOT	Suero	Ninguna
TREPONEMA PALLIDUM IgM INMUNOBLOT	Suero	Ninguna
TRICLOROCOMPUESTOS TOTALES (Tricloroacet.+Tricloroetanol)	Orina espontanea	Final semana laboral
TRICLOROETANOL LIBRE	Sangre total EDTA	Final semana laboral
TRICLOROETANOL TOTAL	Orina espontanea	Final semana laboral
TRIGLICERIDOS	Suero	Ayuno 10 h
TRIPSINA	Suero	Ninguna
TRIPTASA (mediador alergias)	Suero	Ninguna

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
TRIQUINOSIS IgG (TRICHINELLA SPIRALIS)	Suero	Ninguna
TROPONINA T	Suero	Ingreso, 6h, 12h 18h postdolor
TROPONINA I	Suero	Ingreso, 6h, 12h 18h postdolor
TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
TSH (HORMONA TIREOESTIMULANTE)	Suero	Mejor ayuno
TSI (LATS) ANTICUERPO TIRO-ESTIMULANTE	Suero	Ninguna
UREA	Suero	Ninguna
UREA EN ORINA	Orina 24 h	Ninguna
UREA / CREATININA EN 2ª ORINA DE LA MAÑANA	2ª Orina de la mañana	Ninguna
VANADIO	Orina	Final semana laboral
VALPROATO (DEPAKINE) O ACIDO VALPROICO	Suero	Justo antes proxima dosis
VALPROATO LIBRE O ACIDO VALPROICO LIBRE	Suero	Justo antes proxima dosis
VARICELA ZOSTER IgG	Suero	Ninguna
VARICELA ZOSTER IgM	Suero	Ninguna
VARICELA ZOSTER DNA	Sangre/exudado/lesion	Ninguna
VDRL	Suero	Ninguna
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR 1 HORA	Sangre total EDTA	Ninguna
VENLAFAXINA + O-DESMETILVENLAFAXINA	Suero	Ninguna
VIMENTINA CITRULINADA ANTICUERPO	Suero	Ninguna
VINCULINA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna
VIP (PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO)	Plasma EDTA congelado	Ayuno 10h. No medicinas 24h
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL ANTIGENO	Aspirado/Exudado nasofaring.	Ninguna
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL IgG	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL IgM	Suero	Ninguna
VITAMINA A (RETINOL)	Suero	Ayuno 8 h
VITAMINA B1 (TIAMINA)	Sangre total EDTA	Ninguna
VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)	Sangre total EDTA	Ninguna
VITAMINA B6	Plasma EDTA congelado	Ninguna
VITAMINA B12	Suero	Mejor ayuno
VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO)	Plasma EDTA congelado (TUBO ESPECIAL)	Ayuno
VITAMINA D (25 HIDROXI-COLECALCIFEROL)	Suero	Ayuno

NOMBRE	TIPO DE MUESTRA	PREPARACION PACIENTE
VITAMINA D (1,25 DIHIDROXI)	Suero	Ayuno
VITAMINA E (ALFA-TOCOFEROL)	Suero	Ayuno
VITAMINA H (BIOTINA)	Suero	Ayuno
VITAMINA K1	Suero congelado	Ayuno
WAALER-ROSE	Suero	Ninguna
WUCHERERIA BANCROFTI ANTIGENO (FILARIASIS)	Suero	Ninguna
XILOSA TEST EN ORINA	Orina de 5 horas	Ayuno 10 h, 25 g Xilosa
XILOSA TEST EN SUERO	Suero al de 2 horas	Ayuno 10 h, 25 g Xilosa
XILOSA TEST DEL ALIENTO (INTOLERANCIA	Aliento	Preparacion especial
YERSINIA ENTEROCOLICA ANTICUERPOS	Suero	Ninguna. Repetir 3-4 sem.
YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS	Suero	Ninguna
Yo ANTICUERPOS (Citoplasma C Purkinje)	Suero	Ninguna
YODO PROTEICO	Suero	Ninguna
YODUROS	Suero	Ninguna
YODUROS	Orina 24 horas	Ninguna
ZINC	Suero	Ayuno
ZINC INTRAERITROCITARIO	Sangre EDTA	Ayuno
ZIKA IgG	Suero	Ninguno
ZIKA IgM	Suero	Ninguno
ZONISAMIDA	Suero	Ninguno
ZONULINA HECES	Heces congeladas 5g	Ninguno
ZONULINA	Suero congelado	Ninguno